



**HOPITAL : Grand Hôpital de l'Est Francilien Site de Meaux**

**POSTE : STÉRILISATION / PRÉPARATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILES**

## HOPITAL

Le Grand Hôpital de l'Est Francilien (GHEF) est un établissement public situé en Seine Marne issu de la fusion des centres hospitaliers de Coulommiers, de Meaux, et de Marne-la-Vallée.

La pharmacie de territoire est présente sur tous les sites pour la distribution et a regroupé ses activités de pharmacotechnie et de stérilisation.

L'unité de stérilisation est située sur le site d'Orgemont (Meaux). C'est une unité territoriale qui stérilise le matériel des blocs opératoires issus de Meaux, Marne-la-vallée et Coulommiers et du robot chirurgical.

### Adresse PUI STERILISATION

2 BIS RUE D'ORGEMONT  
77100 MEAUX

*(15 minutes à pied de la Gare de Meaux,  
en face du Centre Commercial Saisons)*

### Siège de la Direction GHEF

6-8 RUE SAINT FIACRE  
77100 MEAUX

### Moyen d'accès/transports

Train Ligne P (25 minutes) : Paris  
Est /Gare de Meaux  
Voiture A104 sortie N3 Meaux

**Type : MCO/ Psychiatrie/SSR**

### Spécialités principales

- Cardiologie, Maternité niveau 3, Gynéco-Obstétrique, Hématologie, Oncologie, Pneumologie, Hépto-gastro-entérologie,
- Chirurgie viscérale, Chirurgie Orthopédique, Chirurgie urologique
- Chirurgie robotique
- Réanimations médicales et chirurgicales
- Urgences

### Nombre de lits

Le GHEF est composé de plus de 2000 lits et places, répartis sur 132 services de soins et unités médicales dans lesquels exercent 750 médecins et 5200 autres professionnels de santé

## PHARMACIE A USAGE INTÉRIEUR

### Équipe et environnement

**Chef de service :** Séverine Coulon  
**Responsable des internes :** Séverine Coulon  
**Effectifs** (sur le site de Meaux):

### Gardes

- Pas de garde
- L'interne a la possibilité de faire des gardes dans d'autres établissements

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PH : 07</li> <li>▪ Attachés : 1</li> <li>▪ Assistants : 0</li> <li>▪ Internes : 1</li> <li>▪ Externes : 0</li> <li>▪ Préparateurs : 18</li> <li>▪ Agents de Stérilisation : 22</li> </ul> <p><b>Équipements de production</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 Autoclaves 12 paniers GETINGE®</li> <li>▪ 1 Stérilisateur Basse Température VPROMAX®</li> <li>▪ 3 Minitunnels de lavage STEELCO®</li> <li>▪ 1 Cabine de lavage SCHAEERER®</li> <li>▪ 5 soudeuses dont 1 pour emballages ULTRA</li> </ul> <p><b>Moyens informatiques à disposition</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Postes informatiques, un système documentaire complet</li> <li>▪ Validation pharmaceutique des prescription sur Crossway (Maincare)</li> <li>▪ Processus de stérilisation totalement informatisé avec traçabilité à l'instrument sur 1/3 site. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logiciel de stérilisation unique sur 3 sites : ECOSOFT (SCHAEERER)</li> <li>- Lecteurs DATA MATRIX et code à barres</li> <li>- Logiciel STERIGEST : supervision sondes embarquées CALIVAC</li> <li>- Logiciel T-DOC : supervision de tous les procédés (lavage et stérilisation)</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Staffs et réunions</i></p> <p><b>Nature et fréquence :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 réunion d'équipe quotidienne</li> <li>• 1 réunion de service pharmaciens hebdomadaire</li> <li>• 1 conseil de bloc tous les 2 mois</li> <li>• 1 réunion mensuelle : revue des NC et EI</li> <li>• 1 CREX tous les trois mois tournant sur les différents sites du GHEF</li> <li>• Staff médicaux avec les internes de médecine</li> </ul>	<p><i>Astreintes</i></p> <p>La permanence pharmaceutique est assurée par les seniors. L'interne n'effectue pas d'astreinte.</p>
--	---

## POSTE DE L'INTERNE

### *Intitulé du poste*

**Stérilisation / Préparation des DMR stériles : Validation et contrôle du processus**

### *Agrément*

Dispositifs médicaux- Stérilisation - Hygiène hospitalière

**Responsable pharmaceutique direct** : Napoléon TUYINDI, responsable de l'Unité Pharmaceutique stérilisation

- Téléphone : 01 78 71 42 37/01 64 35 35 72
- Mail : [ntuyindi@ghef.fr](mailto:ntuyindi@ghef.fr)
- Disponibilité des seniors : oui
- Dispensation de cours ou formations : oui

### **Encadrement / équipe/nombres d'unités d'œuvres (UO) :**

L'équipe pharmaceutique est composée de 1.5 ETP PH assisté par 1 Cadre de Santé.

L'équipe de Stérilisation est composée de 22 agents dont 1 PPH Référente.

La production annuelle est de l'ordre de 3 600 000 à 4 000 000 UO pour l'ensemble des 3 sites.

La formation interne de l'équipe est assurée par les pharmaciens par habilitation par zone d'activités.

Tous les agents de Stérilisation sont polyvalents et tournent en fonction des plannings horaires établis.

Le PPH Référent en Stérilisation est l'interlocuteur des pharmaciens et du cadre de santé pour l'équipe.

### *Activité de l'interne*

#### **Missions /activité principales :**

- Validation des charges de stérilisation à la vapeur et stérilisation basse température
- Suivi des non-conformités déclarées par les clients
- Rédaction et mise à jour des procédures opérationnelles
- Validation pharmaceutique des prescriptions des services de chirurgie

#### **Activités ponctuelles / spécifiques / de recherche :**

- Participation au groupe de travail sur l'harmonisation de l'instrumentation entre les différents blocs
- Participation à la qualification de performance annuelle des équipements de production
- Suivi des mesures correctives mises en place après audit externe de fonctionnement réalisé en 2021
- Étude de l'exposome professionnel à la Stérilisation du GHEF : application/adaptation des scores proposés au congrès SF2S en 2023
- État des lieux et prérequis pour une démarche de certification Iso 9001 de la Stérilisation du GHEF
- Participation aux réflexions médico-économique lors du passage de l'usage unique vs DM restérilisable

#### **Implication de l'interne dans un projet / travail de recherche :**

Selon les enseignements suivis en parallèles, l'interne aura un projet de recherche personnel qui pourra avoir un lien avec la détermination du taux résiduel de peroxyde d'hydrogène après stérilisation basse température ou en rapport avec la qualification de performance pour le stérilisateur basse température. D'autres projets (validation d'interfaces, gestions des risques...) peuvent être élaborés selon le profil de l'interne et son UE choisi. L'interne sera incité et encadré afin de publier ses travaux de recherche.

#### **Intégration de l'interne dans la démarche qualité :**

L'interne est responsable de l'analyse des fiches de non-conformités et organise des revues de non-conformités. Il participe aussi à l'analyse des événements indésirables ainsi qu'au CREX avec l'équipe de Stérilisation et les blocs opératoires.

**Responsabilités confiées à l'interne :**

L'interne est responsable de la libération paramétrique des DMR stériles des blocs et services du GHEF.

*UEs adaptés au poste :* Dispositifs Médicaux et Stérilisation des Dispositifs Médicaux Réutilisables